

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 07 月 13 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08131	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	22755157 轉831
		報告日期	2023-07-13
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	養護棟3樓		
事故通報日期/時間	2023 年 07 月 09 日 07 時 35 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	今早約07:35接到照服員來電表示住民沒有意識，值班護理人員立即前往樓層查看，看到住民坐在馬桶上右倒靠在右側牆面上，確認無呼吸心跳後協助將住民平躺在地後07:38開始執行CPR，並同時請護理人員Call 119、聯繫家屬(女兒)以及請樓層照服員拿取AED並通報總值日，07:41行AED電擊一次，但未恢復心律，07:42電話連絡上女兒表示不急救(確認住民有簽屬DNR同意書)，故予停止急救，協助將住民移回床上並接上EKG確認Asystole at07:53，同時119到場確認，照服員協助Body care，家屬(女兒)約08:10到本家，予情緒支持及安撫後總值日協助住民覆蓋國旗及往生被後將住民移至榮靈祠助念，待家屬確認禮儀公司時間。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：崔桂江	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約96歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 07 月 09 日 07 時 38 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:-0001 年 11 月 30 日 00 時 00 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：住民有簽屬DNR同意書)，予停止急救，	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因	
其他說明	07:42電話連絡上女兒表示不急救(確認住民有簽屬DNR同意書)，故予停止急救，	
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com