

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 02 月 15 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08131	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	02-22755157#333
		報告日期	2024-02-15
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	板橋榮家養護棟304-3床		
事故通報日期/時間	2024 年 02 月 12 日 15 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	照服員於15:00呼喊表示住民失去意識，眼球上吊，立即至床邊確認呼叫無反應，測量頸動脈(+)，尚有自發性呼吸，但測量不到血壓，血氧顯示38%，約30秒後臉色發黑，測量不到頸動脈，立即給予持續CPR、ambu full run給氧及打119，AED顯示PEA，給予持續CPR，119於15:14到達接手CPR，AED顯示PEA，於15:31住民ON上骨針45MM及ROSC，故未施打epinephrine 1mg，頸動脈及臍動脈(+)，有自發性呼吸，SAO2:97%，但於上救護車前血壓尚未測量出，隨後護理師姚佳祝陪同至亞東急救室交班，交付健保卡及住院包，於15:53護理師離院，離院時亞東急診室仍未聯絡上女兒，住民當下生命徵象:36.6度、24下/分、100次/分、143/73mmHg，SaO2:99%，NRM使用，返回榮家時已聯絡AED廠商，廠商表示今日會儘快來補充AED貼片，續追蹤。		
3) 病患與急救資訊			

病患資料	姓名(若知道)：何劍秋	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約99歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2024 年 02 月 12 日 15 時 00 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:-0001 年 11 月 30 日 00 時 00 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	119送至亞東醫院	
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com